

# [Solution désinfectante]



## USAGE PROFESSIONNEL. PROPRIETES

- DESINFECTION et nettoyage  
Désinfectant bactéricide large spectre et lévuricide, détergent et désodorisant
- DESINFECTION et nettoyage  
Hôpitaux - cliniques - dispensaires - cabinet médicaux - ESAT - crèches - établissements scolaires -
- DESINFECTION et nettoyage  
Des surfaces lavables y compris celles pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- DESINFECTION et nettoyage  
Des sols carrelés - revêtements plastiques non protégés ou protégés par des émulsions autolustrantes résistant aux agents nettoyants et/ou désinfectants - mobiliers lavables - murs - poignées de porte - montants de maintien manuel - sanitaires - plans de travail - récipients -

## CONFORMITES

La [Solution désinfectante] \* est conforme :

- à la norme bactéricide NF EN 1040 (Cibles : *Pseudomonas Aeruginosa*, *Staphylococcus Aureus*) à 20°C, à 1%, temps de contact 5 minutes.
- à la norme lévuricide NF EN 1275 (Cible : *Candida Albicans*), à 20°C à 4%, temps de contact 5 minutes

La [Solution désinfectante] \* est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 (modifié par l'arrêté du 19/12/2013) relative aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits, et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

La quantité de produit dilué par unité de surface est de 30 à 40 ml/m<sup>2</sup>.

## CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons  
Bidons de 5 litres

